


(Code EU)	(ISO 6710:2017)	Artikelbezeichnung	Wofür	Umstellung
ALT	NEU			
Standarddiagnostik				
		S-Monovette® EDTA (von ROT auf LILA)	Hämatologie 2,6 ml Blutbild 2,6 ml Blutgruppe 2x 7,5 ml	09/2025
		S-Monovette® Citrat (von GRÜN auf HELLBLAU)	Gerinnung	09/2025
		S-Monovette® Serum-Gel	Routinediagnostik	Kappenfarbe unverändert.
		S-Monovette® Lithium-Heparin (von ORANGE auf GRÜN)	Quantiferon 7,5 ml	12/2025
		S-Monovette® GlucoEXACT (von GRAU auf ROSA)	Glukose/Diabetes (Goldstandard)	Q IV/2025
		Stuhluntersuchung	Mikrobiologie/E+R	Röhrchen unverändert.
		Urinmonovette® ohne Stabilisator (gelb) mit Stabilisator (grün)	-Urindiagnostik -Mikrobiologie/E+R	Röhrchen unverändert.
Spezialdiagnostik				
		S-Sedivette® (von LILA auf SCHWARZ)	Blutsenkung	05/2025
		S-Monovette® NaF Fluorid/EDTA (von GELB auf GRAU)	Glukose/Diabetes (Alternativmaterial)	12/2025
		S-Monovette® Serum (von WEISS und SCHWARZ auf ROT)	Medikamente	12/2025
		S-Monovette® Metallanalytik (von ORANGE auf BLAU)	Metallanalytik	Q IV/2025
		S-Monovette® Homocystein	Homocystein	Röhrchen unverändert.
SIE HABEN RÜCKFRAGEN? 02161/ 8194 -0 www.labor-stein.de				